



# PEDIÁTRICO 5 AÑOS

Enfermería y RCP

Los simuladores PEDI® incluyen vías respiratorias intubables y un brazo para ejercicios de inyección, una pierna para inyección intraósea y simulación arterial/ venosa apropiada. Estos maniqués son necesarios para un programa de formación bien equipado.

**Una combinación perfecta entre la enfermería y las emergencias**

El Mike® y Michelle® de 5 años es un sofisticado simulador pediátrico para entrenamiento en procedimientos clínicos estándar y avanzados.

**Mike & Michelle 5 Años®**

Mike & Michelle con OMNI 2  
S157.250

Mike & Michelle Básicos  
S157

**PEDI® 5 Años®**

PEDI 5 Años con OMNI 2  
S155.250

PEDI® 5 Años Básico  
S155


**Mike & Michelle 5 Años®**

Mike & Michelle Básico  
S150

**OMNI®2 RETROALIMENTACION EN TIEMPO REAL eRCP™**

- Monitorear las métricas de calidad de RCP en tiempo real.
- Las listas de verificación interactivas asle permiten seguir fácilmente de los proveedores durante el ejercicio
- Exportación de informes de desempeño en RCP para el informe

Obtenga más información sobre el nuevo OMNI 2 en la página 240.



CUIDADOS DE ENFERMERIA



**TOTALMENTE ARTICULADO**

La cabeza, cuello y mandíbula, articulados permiten la inclinación de la cabeza / elevación de la barbilla, el empuje de la mandíbula y la extensión del cuello en la Posición de "olfatear"



**CARE VÍA AEREA INTUBABLE /eRCP**

Vía aérea anatómicamente precisa con cricocartilagos que permite la intubación, succión y la maniobra de Sellick



**ACCESO INTRAÓSEO**

Sistema de infusión e inyección intraósea con huesos de tibia realistas. Permite la infusión de líquidos, sangre directamente en la médula ósea de la tibia.



## S157/S155/S150 | Simuladores Pediátricos de 5 años para RCP y cuidados de enfermería

Características	S157.250	S157	S155.250	S155	S150
Cuerpo completo con piel suave, similar a la real y cabello moldeado	•	•	•	•	•
Los ojos pueden abrirse y cerrarse manualmente cuencas oculares realistas	•	•	•	•	•
Maniobra frente-mentón	•	•	•	•	•
Intubación nasogástrica oral/nasal	•	•	•	•	-
Intubación Nasogástrica Oral / Nasal	•	•	•	•	•
Lengua, dientes y vías respiratorias realistas	•	•	•	•	-
Infusión intraósea	•	•	•	•	○
Brazo de entrenamiento EV	•	•	•	•	○
Brazo para punción intravenosa	•	•	•	•	-
Pulso palpable manualmente	•	•	•	•	-
Carotídeo, femoral, humeral	•	•	•	•	-
Estomas de ileostomía, colostomía, y ejercicios suprapúbicos	•	•	•	•	○
Genitales intercambiables	•	•	-	-	•
Cateterismo masculino y femenino	•	•	-	-	•
MVB con elevación realista del tórax	•	•	•	•	-
Puntos anatómicos de referencia para RCP y órganos internos realistas	•	•	•	•	-
Las compresiones y ventilaciones torácicas se miden y se registran	•	○	•	○	-
Cuidados de traqueostomía	•	•	•	•	-
Lavado y alimentación por sonda	•	•	•	•	○
Colocación de tubos de gastrostomía	•	•	-	-	○
Administración de enemas	•	•	-	-	•
Colocación de supositorios rectales	•	•	-	-	-
Puntos de inyección intramuscular	•	•	•	•	•
Conducto auditivo simulado	•	•	•	•	•
Practique ejercicios de aspiración gástrica	•	•	•	•	•
Cabeza, mandíbula, brazos y piernas articulados	•	•	•	•	•
Manos, pies y dedos realistas	•	•	•	•	-
Órganos internos realistas	•	•	•	•	•
Camiseta y pantalones cortos, bolsa de transporte blanda y manual de instrucciones	•	•	•	•	•

Existen distintos tonos de piel a su disposición y sin coste adicional:

Claro
  Medio
  Oscuro

Estándar
  Complemento opcional / accesorio



### INTERFAZ DE CONTROL INHALÁMBRICA OMNI®2

El nuevo OMNI 2 es una interfaz inalámbrica fácil de usar diseñada con las mejores herramientas para conducir ejercicios de simulación desde la palma de su mano.

- Interfaz intuitiva de pantalla táctil con conexión inalámbrica incorporada
- Hacer cambios al vuelo o de tendencias con el tiempo
- El registro de eventos incorpora las acciones de los participantes, los cambios de signos vitales y las notas de entrada para apoyar a el Informe

Obtenga más información acerca de los nuevos OMNI 2 en la página 240 y OMNI 1 en la página 244



### RETROALIMENTACIÓN DE eRCP™ EN TIEMPO REAL CON OMNI®2

- Monitorear las métricas de calidad de RCP en tiempo real
- Las listas de verificación interactiva le permiten seguir fácilmente las acciones de los proveedores durante el ejercicio
- Exportación de rendimiento en el desempeño de la RCP para el informe final Tonos


### MONITOR VIRTUAL DEL PACIENTE SOPORTA OMNI 2

El nuevo monitor virtual de paciente de Gaumard para OMNI 2 se ve y funciona como un dispositivo real. Ofrece datos continuos de los pacientes para ayudar a aprender el pensamiento crítico y las habilidades en la toma de decisiones.



### SONIDOS DEL CORAZÓN Y PULMONES ACTUALIZADOS EN EL ESTETÓSCOPO INTELIGENTE

- Conveniente revestimiento del torso con una red de sensores oculta debajo de la piel
- Escuche el sonido cardíaco y pulmonar apropiado mientras la campana del estetoscopio se mueve a través del frente y la parte posterior del torso
- Incluye nuestro estetoscopio virtual con múltiples sonidos cardíacos y pulmonares
- Un altavoz externo se conecta al estetoscopio virtual para que un aula pueda escuchar lo que el estudiante oye



### Modelos, opciones y accesorios

Modelos	S157.250	S157	S155.250	S155	S150

### Opciones

	OMNI 2 Incluido	OMNI 1 S157.184	OMNI 2 Incluido	OMNI 1 S155.184	
Interfaz OMNI con retroalimentación en tiempo real					-
Acceso Subclavio	-		-		S150.707
Brazo de entrenamiento EV	Incluido		Incluido		S150.803R.IV
Hueso para Acceso I/O	Incluido		Incluido		S150.702
Cuidados de los Estomas	Incluido		Incluido		S150.703
Descompresión y drenaje del tórax	-		-		S150.711
Kit de Sonidos de Corazón y Pulmón	S157.848		S155.848		S150.848

Tonos de piel disponibles sin cargo adicional



# PEDIATRICO 1 AÑO

---

Enfermería y RCP



## S117/S115/S110 | *Simuladores cuidados de enfermería y RCP pediátricos de 1 año para*

Una combinación perfecta entre la enfermería y las emergencias

### PACIENTE MULTIFUNCIÓN DE UN AÑO

Paciente de Un Año Multi con OMNI 2

**S117.250**

Paciente de Un Año Multi con OMNI 1

**S117**



### SIMULADOR DE UN AÑO PEDI®

PEDI con OMNI 2

**S115.250**

PEDI Básico de Un Año

**S115**



### MIKE® Y MICHELLE®

**S110**



Tonos de piel disponibles sin cargo extra

## S117/S115/S110 | Simuladores Pediátricos de 1 año para Enfermería y RCP

COMPARACIÓN DE CARACTERÍSTICAS	S117.250 S117	S115.250 S115	S110
Cuerpo completo con piel suave, similar a la real y cabello moldeado	•	•	•
Los ojos pueden abrirse y cerrarse manualmente cuencas oculares realistas	•	•	•
Maniobra frente-mentón	•	•	•
Intubación endotraqueal oral/nasal	•	•	-
Intubación nasogástrica oral/nasal	•	•	•
Lengua y dientes	•	•	-
Infusión intraósea	•	•	○
Brazo para punción intravenosa	•	•	○
Femoral	•	•	-
braqueal	•	•	-
Radial	○	○	-
Femoral y braquial	•	•	-
Poplíteo	•	-	-
Estomas de ileostomía, colostomía, y ejercicios suprapúbicos	•	-	○
Genitales intercambiables	•	-	•
Cateterismo masculino y femenino	•	-	•
MVB con elevación realista del tórax	•	•	-
Puntos anatómicos de referencia para RCP y órganos internos realistas	•	•	-
Las compresiones y ventilaciones torácicas se miden y se registran	•	-	○
Cuidados de traqueostomía	•	•	•
Colocación de tubos de gastrostomía	•	-	•
Administración de enemas	•	-	•
Colocación de supositorios rectales	•	-	-
Puntos de inyección intramuscular	•	•	•
Conducto auditivo simulado	•	•	•
Practique ejercicios de aspiración gástrica	•	•	•
Cabeza, brazos y piernas articulados	•	•	•
Manos, pies y dedos realistas con órganos internos moldeados	•	•	•
Camiseta y pantalones cortos, bolsa de transporte blanda y manual de instrucciones	•	•	•

• Estándar    ○ Complemento/accesorio opcional

## Comparación de las Características

### INTERFAZ DE PANTALLA TÁCTIL OMNI 2



#### RETROALIMENTACIÓN DE eRCP™ EN TIEMPO REAL CON OMNI®2

- Monitorear las métricas de calidad de RCP en tiempo real
  - Las listas de verificación interactivas le permiten seguir fácilmente las acciones de los proveedores durante el ejercicio
  - Exportación de rendimiento en el desempeño de la RCP para el informe final
- Obtenga más información acerca de los nuevos OMNI 2 en la página 240 y OMNI 1 en la página 244

### SONIDOS DEL CORAZÓN Y PULMONES ACTUALIZADOS EN EL ESTETOSCOPO INTELIGENTE

- Conveniente revestimiento del torso con una red de sensores oculta debajo de la piel
- Escuche el sonido cardíaco y pulmonar apropiado mientras la campana del estetoscopio se mueve a través del frente y la parte posterior del torso
- Incluye nuestro estetoscopio virtual con múltiples sonidos cardíacos y pulmonares
- Un altavoz externo se conecta al estetoscopio virtual para que un aula pueda escuchar lo que el estudiante oye



CUIDADOS DE ENFERMERÍA

### Modelos, opciones y accesorios

Modelos	S117.250	S117	S115.250	S115	S110
Precio Base					
<b>Actualizaciones</b>					
Interfaz OMNI con retroalimentación en tiempo real	OMNI 2 Incluido	OMNI 1 S117.184	OMNI 2 Incluido	OMNI 1 S115.184	N/A
Brazo de entrenamiento EV	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	S110.803R.IV
Hueso para Acceso I/O	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	S110.702
Cuidados de los Estomas	Incluido	Incluido	-	-	S110.703
Descompresión y drenaje del tórax	S117.711	S117.711	-	-	S110.711
Kit de Sonidos de Corazón y Pulmón	S117.848	S117.848	S115.848	S115.848	S110.848

Tonos de piel disponibles sin cargo extra