


Simulador cuidados masculinos multipropósito ZACK™

- Torso inferior masculino en tamaño natural
- Vejiga interna para cateterismo
- Cuatro próstatas intercambiables que muestran una próstata con hiperplasia benigna moderada, próstata con dos nódulos discretos, próstata con gran masa fácilmente palpable, próstata con cáncer invasivo
- Pene realista y dos sacos escrotales. Un saco escrotal es normal, el otro contiene tumores en cada testículo
- Kit de Vasectomía sin bisturí que contiene dos pieles del escroto removibles, dos testículos y dos conjuntos conductos deferentes largos tan avanzados como sea necesario para ejercicios de VSB
- Recto y colon que contienen masas benignas y malignas fácilmente visualizables con un endoscopio adecuado
- Manual de instrucciones
- Bolsa de transporte blanda



S230.11



La vejiga interna permite ejercicios de cateterismo



Localice nueve tumores usando el endoscopio



Realice exámenes digitales usando cuatro próstatas intercambiables



Busque bultos testiculares



Realice un autoexamen testicular



Observe tumores de colon típicos

Simulador avanzado de cuidados de pacientes de cateterismo masculino

Características

- Parte inferior del torso masculino con pene y escroto realistas
- Glándula prostática de tamaño normal para palpación durante examen rectal
- Depósito interno de la vejiga para ejercicios de cateterismo estándar
- Depósito externo de la vejiga montada en un soporte de vidrio acrílico Lucite® ahumado para ejercicios de vejiga
- Estoma suprapúbico funcional para prácticas de preparación de la piel, higiene del estoma y aplicación de bolsas de ostomía descartables y permanentes
- 2 tanques internos de vejiga de repuesto
- Manual de instrucciones
- Bolsa de transporte blanda




S230.7



Modelo de condón masculino

Un excelente modelo para la demostración y experiencia práctica en el uso del condón. El modelo se fabrica en un vinilo suave y flexible que se adapta del estado flácido al erecto. Montado en un soporte de vidrio acrílico Lucite ahumado. Se suministra con manual de instrucciones.

S517



Afecciones del testículo

Muestra la importancia de un autoexamen testicular mensual. El caballete 3D ilustra la anatomía del testículo normal, un testículo con un bulto cancerígeno y un testículo con una epididimitis.

W501



Modelo de vasectomía sin bisturí (VSB)

Un simulador compacto desarrollado para asistir en el aprendizaje de un nuevo método de oclusión del conducto deferente. Para añadir realismo, los muñones de las piernas están diseñados para "estorbar" al estudiante a medida que domina el procedimiento

- Dos pieles del escroto removibles
- Dos testículos
- Dos conjuntos de conductos deferentes largos tan avanzados como se necesite para ejercicios VSB

S518