



SIMON®

Simuladores avanzados cuidados de pacientes

ENFERMERÍA | *Simuladores de cuidados de pacientes*

Lanzado hace más de 40 años, nuestro simulador Susie Simon® es sinónimo de calidad y valor.

SUSIE® SIMON® con OSTOMÍA

SUSIE SIMON con OMNI 2

S201.250

SUSIE SIMON Básico

S201



SUSIE® SIMON®

SUSIE SIMON con OMNI 2

S200.250

SUSIE SIMON Básico

S200



SIMPLE SIMON®

SIMPLE SIMON con OMNI 2

S205.250

SIMPLE SIMON Básico

S205



SIMPLE SUSIE®

SIMPLE SUSIE con OMNI 2

S206.250

SIMPLE SUSIE Básico

S206



Existen distintos tonos de piel a su disposición y sin coste adicional:

● Claro ● Medio ● Oscuro

Características	S200 Sisie / Simon sin/Ostomía	S200 Sisie / Simon con/Ostomía	S205 Simple Simon	S206 Simple Susie
Cuidado Generales del Paciente				
Actividades de baño y vendaje	•	•	•	•
Cuerpo completo	•	•	•	•
Genitales Intercambiables	•	•	-	-
Los ojos se abren y se cierran	•	•	•	•
Ojos realistas para ejercicios oftalmológicos	•	•	•	•
Vejiga y conducto uretral realistas para ejercicios de cateterismo	•	•	-	-
Rostro, manos, pies y dedos suaves y con piel realista	•	•	•	•
Dentaduras superior e inferior para higiene oral	•	•	•	•
Conducto auditivo simulado para aplicación de gotas óticas e irrigación ótica	•	•	•	•
Colostomías transversas, ileostomías y estomas suprapúbicos para practicar irrigación	○	•	-	-
Procedimientos gastrointestinales y administración de enemas	•	•	-	-
Peluca moderna para ejercicios de cuidado del cabello o colocación de paños quirúrgicos	•	•	•	•
Muñón de amputación	○	○	○	○
Juego de dos úlceras de decúbito	○	○	○	○
Pie articulado con lesión úlcerosa	○	○	○	○
Articulación de la cabeza, mandíbula, codos, muñecas, tobillos y rodillas	•	•	•	•
Prácticas de inyección				
Sitios de inyección IM en deltoides, cuádriceps y región glútea superior	•	•	•	•
Brazo de Entrenamiento Intravenoso Multiusos Avanzado	○	○	○	○
Brazo de Entrenamiento Intravenoso Avanzado	○	○	○	○
Brazo de Entrenamiento Arterial y Venos	○	○	○	○
Ruidos cardíacos y pulmonares				
Sonidos específicos de corazón y pulmón con estetoscopio virtual	○	○	○	○
Vía Aérea				
Colocación de traqueostomía	•	•	•	•
Colocación del tubo nasal y oral	•	•	•	•
Alimentación de tubo NG y OG y succión gástrica	•	•	-	-
Entrenamiento de GYN				
La vagina y cuello del útero realistas soportan el lavado vaginal y la prueba de Papanicolaou	•	•	-	•
Otros				
Depósitos internos desmontables y extraíbles	•	•	-	-
Se dobla y se desmonta por la cintura para facilitar el almacenamiento	•	•	•	•
Un pasador proporciona un sellado seguro entre estomas y depósitos internos	-	○	-	-
Bolsa de transporte	○	○	○	○
Manual de instrucciones	•	•	•	•



OMNI®2 INTERFAZ DE CONTROL INALÁMBRICA

El nuevo OMNI 2 es una interfaz inalámbrica fácil de usar diseñada para ubicar las mejores herramientas para conducir ejercicios basados en la simulación en la palma de su mano

- Interfaz intuitiva de pantalla táctil con conexión inalámbrica incorporada
- Hacer cambios en la marcha o tendencia a lo largo del tiempo
- El registro de eventos registra las acciones de los participantes, los cambios de signos vitales y las notas de entrada para apoyar el interrogatorio

Aprende más acerca del Nuevo OMNI 2 En la página 240 Y OMNI1 en la página 244



OMNI®2 ENTRENADOR DE HABILIDADES EN TOMA DE TA

La vista en tiempo real de la presión arterial le permite al alumno ayudar a confirmar la exactitud de las lecturas. Ajuste fácilmente la frecuencia del pulso y la brecha auscultatoria con sólo unos pocos toques.



MONITOR VIRTUAL DE SIGNOS VITALES DEL PACIENTE OMNI 2

El nuevo monitor virtual de paciente de Gaumard OMNI 2 se ve y funciona como un dispositivo real. Ofrece datos continuos y en tiempo real de los pacientes para ayudar a aprender el pensamiento crítico y las habilidades de toma de decisiones.



CUIDADO DE ESTOMAS

Estomas esculpidos de una colostomía transversal, ileostomía y estoma suprapúbico.



COLOCACIÓN DE TRAQUEOTOMÍA

Traqueotomía para practicar la colocación del tubo traqueal.



LAVADO Y ALIMENTACIÓN

Aberturas de boca y nariz para el lavado gástrico y alimentación por sonda.

Modelos, opciones y accesorios

Modelo	S200.250	S200	S201.250	S201	S205.250	S205	S206.250	S206
Actualizaciones								
Brazo de entrenamiento de presión arterial con interfaz OMNI	OMNI 2 Incluido	OMNI 1 S200.989	OMNI 2 Incluido	OMNI 1 S201.989	OMNI 2 Incluido	OMNI 1 S205.989	OMNI 2 Incluido	OMNI 1 S206.989
Brazo multiusos de entrenamiento avanzado EV	S200.803R.MIV		S201.803R.MIV		S205.803R.MIV		S206.803R.MIV	
Brazo de practica Avanzado EV	S200.803R.IV		S201.803R.IV		S205.803R.IV		S206.803R.IV	
Brazo de Entrenamiento Arterial y Venoso	S200.803R.AIV.R2		S201.803R.AIV.R2		S205.803R.AIV.R2		S206.803R.AIV.R2	
Bolsa de transporte	S200.807		S201.807		S205.807		S206.807	
Kit de Sonidos de Corazón y Pulmón	S200.848		S201.848		S205.848		S206.848	
Muñón de amputación	S200.910		S201.910		S205.910		S206.910	
Conjunto de dos úlceras de decúbito	S200.764		S201.764		S205.764		S206.764	
Pie ulcerado	S200.765		S201.765		S205.765		S206.765	