

TELSAIR

Sistema de terapia de alto flujo nasal BONHAWA



**Hospital
Hispania**
Medicina & Técnica



El Bonhawa, de la firma Telesair Inc. es un sistema de terapia de alto flujo (OAF) muy novedoso en cuanto a su capacidad y diseño, incorporando nuevas tecnologías que nos permiten cubrir un rango de pacientes más amplio, además de facilitar un manejo más eficiente e higiénico.

- Aporte de flujo de hasta 80L/min a pacientes adultos y pediátricos, permitiendo la mejoría en aquellos con insuficiencia respiratoria aguda.
- Gran pantalla táctil a color de 10.9 x 6.1 cm que permite un simple manejo.
- Turbina integrada que proporciona altos flujos, permitiendo una rápida entrega en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda severa.
- Ajustes y parámetros medidos en una única pantalla, con accionamiento mediante mando rotatorio.
- Sensor de oxígeno ultrasónico que no requiere calibración ni ser reemplazado.
- Intercambio inmediato entre pacientes por la rápida limpieza y desinfección del equipo, en menos de dos minutos.
- Circulación externa del flujo de gas, evitando posible contaminación del sistema.

Opcional:

- Carro con bandeja y soporte portasueros.
- Batería con 90 minutos de autonomía.

Circuito de paciente fuera del equipo para intercambio de pacientes inmediato

Pantalla que permite ver los parámetros a distancia

Tocar, girar mando, aceptar. No puede ser más simple.



Flujo máximo: 80 L/min

Rangos de flujo: Adulto 10-80 L/min
Pediátrico: 2-25 L/min

Ajuste FiO2: 21-100%

Ajuste de temperatura: 31°C, 34°C, 37°C

Tamaño de pantalla: 10.9 x 6.1 cm

Peso (unidad central): 2,6 Kg

Dimensiones (unidad central): 319 x 223 x 185 mm



info@hospital-hispania.com

