


EFICIENCIA, CONTROL Y CONOCIMIENTO.

Sus actuaciones y sus dispositivos son vitales. Ya sea la evaluación posterior de una actuación, su evaluación, estadísticas y visualización de sus datos o la gestión intuitiva del equipo: **corpuls.manager** ofrece todo lo necesario para la gestión de datos.

corpuls.manager



corpuls.manager

manager

corpuls.manager

UNA NECESIDAD - UNA HERRAMIENTA

La actuación no finaliza cuando se cierra el caso. Los datos recopilados le ayudan a seguir mejorando. Esto beneficia tanto a los futuros pacientes como a la economía de su organización. Con **corpuls.manager** puede recopilar estos datos "perdidos" y ganar cocimiento con ello.

Mantiene la información general y, a la vez, el control de sus datos. Puede introducirse en los detalles de una única actuación, o ver una imagen general de todas las actuaciones.

La carga automática de actuaciones garantiza que siempre tiene disponible la última información, preparada en gráficos y diagramas claros. El soporte de la IA ayuda a descubrir conexiones nuevas y ahorra tiempo con la evaluación.

corpuls.manager REVIEW



- Evaluación posterior de las actuaciones
- Evaluación detallada de una actuación
- Visualización de todas las curvas y parámetros medidos
- Evaluación de las necesidades formativas

corpuls.manager ANALYSE




- Todos los datos de la actuación de todos los equipos corpuls en un lugar seguro
- Nuevas percepciones con la inteligencia comercial
- Búsqueda potente y funciones de filtrado
- Gestión de la calidad en toda la organización
- Apoyo a la investigación y la formación

corpuls.manager ADMIN



- Gestión del equipo integrada por WLAN o SMS
- Actualizaciones inalámbricas
- Informes de estado automáticos
- Notificaciones por correo electrónico




▲ Compruebe el progreso de la actuación posteriormente y evalúe posibles mejoras. Las herramientas del **corpuls.manager** proporcionan información detallada de las actuaciones y de los equipos, ayudando así a preparar actuaciones futuras.

manager

CONEXIONES

corpuls.mission y corpuls.manager ofrecen una gran variedad de conexiones y posibilidades. Esto garantiza que nuestros productos pueden integrarse en sus sistemas.



PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LOS DATOS

corpuls.mission



corpuls.manager

Con corpuls.mission y corpuls.manager la seguridad es la máxima prioridad. Al cifrar los datos de los pacientes, se garantiza el cumplimiento de los estrictos requisitos en materia de protección de datos. Los servidores funcionan según las normas correspondientes, como la ISO 27001. Asimismo, el desarrollo de todo el producto está sujeto a la inspección por parte de una autoridad de control externa y cumple la normativa vigente de seguridad informática. Todos los productos cumplen las especificaciones del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) y se

han producido según las especificaciones válidas de la Unión Europea. El derecho de acceso de los pacientes a la información almacenada, por ejemplo, puede cumplirse con un informe de la actuación. Los procesos de eliminación de los productos garantizan el derecho de supresión. El concepto de derechos y categorías garantiza que los productos pueden adaptarse a los usuarios y que cada uno puede ver solamente lo que se permite para una categoría específica.

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE DATOS

corpuls es muy consciente de lo que significa tratar cada dato médico personal y privado. Esto nos diferencia de las clásicas herramientas de de chat y vídeo para usuarios y almacenamiento público en la nube.

- Producto en la nube seguro (alojado en Alemania o en la UE)
- Funcionamiento seguro de los servidores de acuerdo con la normativa vigente
- Contratos de tratamientos de datos (no hay acceso de terceros)
- Transferencia de datos segura con la normativa vigente TLS
- Transferencia codificada – solamente se confía en conjuntos codificados conocidos según las directrices oficiales
- Cifrado completo de todos los datos del paciente
- Todas las comunicaciones (audio, vídeo, texto) en corpuls.mission CONFERENCE se transfieren únicamente de manera cifrada

- **corpuls.mission LIVE:** transmisión por separado de los datos del paciente y de los datos médicos al servidor Cifrado de extremo a extremo de los datos del paciente
- **corpuls.mission:** no se almacenan datos en la app ni en el navegador
- **corpuls.manager:** Las normas de anonimato garantizan que todas las personas ven solamente los datos autorizados para la categoría específica, (durante la exportación de los datos, los datos del paciente no se muestran, o se borra parcialmente antes un conjunto de datos antes de guardarse)



manager