

Terápias aprobadas en Sooma tDCS

Dolor Crónico Neuropático Depresión

El primer sistema tDCS con certificados MDR de la UE ya está aquí. Sooma tDCS™ es un tratamiento completo para la atención en la clínica y en el hogar que se ha desarrollado junto con algunos de los mejores profesionales de la salud del sector.



Nuestro tratamiento tDCS pionero ha demostrado ser eficaz para combatir diversas afecciones, incluido el trastorno depresivo mayor, el dolor crónico neuropático y la fibromialgia. es una solución no invasiva de primera clase para brindar la más alta calidad de atención donde quiera que esté.



 sooma
tDCS



Protocolos de tratamiento simplificados



Una sesión de tratamiento Sooma tDCS para la depresión generalmente dura 30 minutos a la vez y se realiza 5 días a la semana durante un mínimo de 4 semanas, mientras que una sesión de terapia para el dolor dura 20 minutos y se realiza 5 días a la semana durante 2 semanas.

El tratamiento Sooma tDCS es fácil de administrar. El tratamiento utiliza una corriente constante de 2 mA, con breves aumentos y disminuciones graduales para facilitar al paciente la entrada y salida de cada sesión. Una vez transcurrido el tiempo, el dispositivo finaliza la sesión automáticamente



Portal para
medicos de Sooma

iOS

Aplicación
iOS de Apple



Aplicación
para Android

Dosis de estimulación controlada

Sooma tDCS cuenta con un control automático de la resistencia, lo que garantiza que la corriente suministrada se mantenga constante y en línea con los parámetros del tratamiento, y que los electrodos pueden suministrar la corriente deseada a través de capas que generan resistencia, como el cabello.



Objetivo de estimulación preciso

Los cascos Sooma vienen con posiciones preconfiguradas para los electrodos, lo que garantiza que la dosis siempre se administre al área objetivo para obtener el mejor efecto terapéutico, ya sea en la clínica o en el hogar.

